



# INSTRUCTION MANUAL

使用說明 / 使用说明

## RELAXMUS

### Fascia Mini Massager

#### 筋膜按摩槍 筋膜按摩槍



Four kinds of massage heads, four kinds of massage experience  
四種按摩頭, 四種手法體驗 / 四种按摩头, 四种手法体验

• **Bullet shape / 子彈頭 / 小圓頭**  
Suitable for acupressure points and deep tissue massage, precise and high-frequency massage. 適用於穴位、經絡、深層組織按摩，適合精準且高頻率按摩。  
適用於穴位、經絡、深層組織按摩，適合精準且高頻率按摩。



• **U-shape / U型頭 / U型頭**  
Suitable for muscles on both sides of the spine and Achilles Tendon. 適用於脊椎兩側肌肉、頸部、跟腱兩側的肌肉，適合舒解肌肉繃緊感。  
適用於脊椎兩側肌肉、頸部、跟腱兩側的肌肉，適合舒解肌肉繃緊感。



• **Flat shape / 扁平頭 / 小平頭**  
Suitable for muscle parts of the whole body, with a wider contact surface, suitable for relaxing massage. 適用於全身肌肉部位，具有更寬的接觸面，適合一般按摩。  
適用於全身肌肉部位，具有更寬的接觸面，適合一般按摩。



HL9

## SPECIFICATION

### 產品規格 / 产品规格

MODEL: HL9	
USB-C input	: 5V=2A
Capacity	: 800mAh
Power	: 25W
Charging time	: 1.5 hour
Working time	: Up to 4 hours
Vibration speed	: Up to 3000rpm
Vibration frequency	: <60 Hz
Noise level	: <60 dB
Amplitude	: 7mm
Material	: ABS
Size	: 76 x 42 x 124 mm
Weigh	: 270g ± 10g

### CONTAINS:

1. RELAXMUS Fascia mini massager
2. Massager heads x 4
3. Carrying case
4. Hanging strap
5. USB-C to USB-A Cable (50cm)
6. Instruction manual and warranty card

### 型號: HL9

USB-C 輸入	: 5V=2A
容量	: 800mAh
功率	: 25W
充電時間	: 1.5 小時
續航時間	: 長達4小時
振動速率	: Up to 3000rpm
振動頻率	: <60 Hz
噪音級別	: <60 dB
振幅	: 7mm
材質	: ABS
尺寸	: 76 x 42 x 124 mm
重量	: 270g ± 10g

### 包裝內容:

1. RELAXMUS 筋膜按摩槍
2. 按摩頭 x 4
3. 便攜收納袋
4. 手提掛繩
5. USB-C 到 USB-A 充電線 (50cm)
6. 說明書及保用證

## HOW TO RECHARGE

### 如何充電/如何充电

Insert a USB power cable into the USB-C port of massager, then connect the cable to a USB-A port with a power supply (e.g. AC adapter with 5V=2A USB-A power supply), fully recharge before use. 將 USB 電源線插入按摩器的 USB-C 輸入口，然後將電源線連接到帶電源的 USB-A 端口 (例如帶有 USB-A 端口的 5V=2A 電源適配器)，使用前請先將按摩器充滿電。

In the charging state, when the power indicator light is green, it means that it is charging. The green indicator light is off when fully charged. When charging, please make sure that the massager is turned off. 充電狀態下，當電量指示燈為綠色時，表示正在充電，充滿電綠色指示燈熄滅，充電時請確保按摩器為關機狀態。

The runtime of the device is about 4 hours (max.), depending on the vibration frequency and applied pressure. 設備充電後運行時間約4個小時(最多)，時間取決於使用期間的振動頻率和施加的壓力。

將 USB 電源線插入按摩器的 USB-C 輸入口，然後將電源線連接到帶電源的 USB-A 端口 (例如帶有 USB-A 端口的 5V=2A 電源適配器)，使用前請先將按摩器充滿電。

Quick Installation 快速安裝 / 快速安装

## INSTRUCTION FOR USE

### 操作/操作

In the power off state, press and hold the ① button on the panel for 2 seconds to turn on and enter level 1, short press the ① button on the panel, the level will be switched between level 1 to level 5; Press and hold the ① button for 2 seconds when the device is in the level 1-5, it will enter standby mode; When the product is in standby mode, press and hold ① for 2 seconds to turn off the power.

After the product operates for 10 minutes, it will automatically enter standby mode; LED lights indicate the corresponding vibration frequency level, 1-level is the lowest, 5-level is the highest; When the device is in standby mode, it will automatically power off after 20 seconds idle time.

Apply the desired pressure at the preset vibration frequency to massage the corresponding body parts.



## HOW TO USE

### 如何使用/如何使用

在設備關閉的情況下，用壓力將按摩頭完全插入，取下按摩頭時，將其拔出即可(注意：請勿在按摩器運行時安裝或取下按摩頭，可能會造成設備損壞)。

在設備關閉的情況下，用壓力將按摩頭完全插入，取下按摩頭時，將其拔出即可(注意：請勿在按摩器運行時安裝或取下按摩頭，可能會造成設備損壞)。

Apply the desired pressure at the preset vibration frequency to massage the corresponding body parts.

止運作； LED燈指示相應的按摩頻率等級，1檔最低，5檔最高； 設備處於待機時，無任何操作20秒後自動關機。

以預設的振動按摩頻率施加所需的壓力，來按摩相應的身體部位。

在關機狀態下，長按面板上的 ① 鍵2秒開機並進入1檔，短按面板上的 ① 鍵，檔位將在1-5檔之間切換；設備處於1-5檔運行時長按 ① 鍵2秒，檔位歸零並停止運作；設備處於停止運作時長按 ① 鍵2秒，產品关机。

設備運行10分鐘後，產品自動變為待機狀態並停止運作； LED燈指示相應的按摩頻率等級，1檔最低，5檔最高；設備處於待機時，無任何操作20秒後自動关机。

以預設的振動按摩頻率施加所需的壓力，來按摩相應的身體部位。

## PRECAUTIONS

### 注意事項/注意事项

Please read carefully before use 使用前請仔細閱讀 / 使用前請仔细阅读

About the recommended groups of people and parts of use:

- Only for healthy adults except the elderly;
- Use only on the soft tissues of the body when not causing pain or discomfort;
- Do not use the product on the head or any hard or bony part of the body;
- Bruising may occur with either moderate or applied pressure, please check the massaged area frequently and stop immediately at the first sign of pain or discomfort;
- To be used only on dry, cleansed skin surfaces on body parts, gently Press and move on the skin;
- Keep fingers, hair or other body parts away from the shaft and back of the massage head, as the possibility of being caught;
- Do not use near bony areas with less muscle coverage such as: tibia, back of foot, back of hand;
- Do not use on and around sensitive areas: eyes, teeth, breast augmentation, reproductive organs, thetics, etc.;
- Do not use the product on any possible fracture site;

- If pain persists, discontinue use immediately and consult a physician.
- This product is not a medical device and is not recommended for medical use and is not intended to be used in hospitals for medical use;
- Please check the main unit and connecting wire before use, if there is any damage, stop using it to avoid danger.

- 關於使用人群及部位:
- 僅供除老年人以外的健康成人使用。
  - 在不產生疼痛或不適的情況下，只在身體的軟組織上使用產品。
  - 不要在頸部、身體任何堅硬或有骨頭的部位使用。
  - 無論是有節制的下壓或施加壓力，都可能產生淤青。經常檢查按摩區域，一旦出現疼痛或不適的跡象應立即停止使用。
  - 僅可以在身體部位的干燥、潔淨皮膚表面上使用，輕輕在皮膚上按摩、移動。
  - 讓手指、頭髮或身體其他部位遠離按摩頭的軸和背面，因為有可能被夾住。
  - 不要在肌肉覆蓋較少的靠近骨骼的位置使用，如：脛骨、足背、手背。
  - 不要在以下敏感部位及周圍使用：眼睛、牙齒、隆胸、生殖器官、假肢等。
  - 不要將產品放在任何可能骨折部位使用。
  - 如果有持續性的疼痛，請立即停止使用並向醫生諮詢。



零件名稱	有害物質或元素附表				
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多環芳烴 (PAHs)
主機	X	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O

○ 表示該有害物質含量在法定的限制範圍內；X 表示該有害物質含量至少在某種標準規定的限量要求以上；26572 符合法定的限量要求



### momax

**WARRANTY/保用證/保用证**

Model/型號/型号: \_\_\_\_\_  
Date of Purchase/購買日期/购买日期: \_\_\_\_\_

Remarks/備註/备注: \_\_\_\_\_

**Customer Service/客戶服務中心/客户服务中心**  
Hong Kong and Macau: Unit A, 4/F., Cheung Lung Ind. Bldg., 10 Cheung Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong  
Hotline: 852-2402 3186 E-Mail: info@momax.net  
香港及澳門: 香港九龍荔枝角長善街10號晶騰大廈4樓A室  
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地: 摩士士科技(深圳)有限公司  
广东省深圳市龙岗区坂田街道山头社区雪岗路2016号宇隆布吉厂房A4层  
郵編: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010  
電話: info@momax.net.cn

Copyright © 2024 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved. MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd. All other trademarks are the property of their respective owners. MOMAX是MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。 版權所有 ©2024 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。 MOMAX是MOMAX Technology Ltd. 的註冊商標。所有其他商標均為其各自擁有者的財產。